

Recupere su Independencia con la familia de
Concentradores de Oxígeno Portátiles

INOGENONE®



Alta Efectividad Clínica • Robustez • Bajo Consumo • Garantía



¡Una sola solución para todo!

Los Sistemas Inogen One son la solución adecuada para los pacientes que deben recibir oxigenoterapia portátil, pero también en su casa o cuando están de viaje, de día y de noche. Además, los Inogen son los equipos más silenciosos y confortables del mercado y sus resultados clínicos en los pacientes son excelentes.

Especificaciones del sistema Inogen One G3

Dimensiones	Largo: 22,2 Cm (8,75 pulgadas) Ancho: 7,6 Cm (3,0 pulgadas) Alto: 18,4 Cm (7,25 pulgadas)
Dimensiones con batería simple	Largo: 22,2 Cm (8,75 pulgadas) Ancho: 7,6 Cm (3,0 pulgadas) Alto: 20,3 (8,25 pulgadas)
Peso	2,2 kg. (4,8 libras)
Sonoridad	39 decibelios*
Tiempo de calentamiento	2 minutos
Concentración de oxígeno	90% - 3% / +6% en todos los ajustes.
Ajustes de control de flujo	5 ajustes: 1 a 5
Alimentación	AC: Fuente de alimentación de 100 a 240 V, 50-60 Hz, autoajustable para permitir su utilización en cualquier parte del mundo. DC: Batería recargable, entrada DC: 13.5-15.5VDC, 10A Max. Voltaje: 12.0 to 16.8VDC
Batería	Duración batería simple: hasta 4.5 horas Duración batería doble: hasta 9 horas Tiempo de carga de batería simple: 4 horas Tiempo de carga de batería doble: 8 horas
Rangos ambientales previstos para su uso	Temperatura: 5 a 40°C Humedad: 0% a 95% sin condensación Altitud: 0 a 3048 metros

* En ajuste 2

Ajustes	Consumo de energía	Batería simple (8 celdas)	Batería doble (16 celdas)
Ajuste 1	19W	4.5 hs	9.5 hs
Ajuste 2	20W	4 hs	8.5 hs
Ajuste 3	25W	3 hs	6 hs
Ajuste 4	40W	2 hs	4 hs
Ajuste 5	50W	1.7 hs	3.3 hs



Importa y Garantiza



Blas Parera 4075 Olivos

Pcia. de Buenos Aires Argentina

Tel: +54-11-4717-5432

www.sepid.com.ar