

## Aspirador Movivac A-550

Es un dispositivo de succión compacto de bajo peso y portátil, diseñado para ofrecer una operación confiable y segura.



- Dispone de diferentes formas de alimentación que lo hacen adecuado su uso en ambulancias o durante el transporte intrahospitalario.
- Posee alimentación con baterías internas y además posee un cable con ficha y adaptador para conectar con la batería de un automóvil.
- También posee alimentación eléctrica de Red, 220V C.A a través de una fuente de alimentación externa.
- Baterías de gel de fácil reemplazo y bajo costo.

### MODOS DE FUNCIONAMIENTO:

**Operación en C.A.** (Corriente alterna de 90v a 240v 50/60 hz)

**Operación con 12 V C.C** (Corriente continua)

**Operación con batería interna.**

### INDICADORES:

- Control de máximo vacío
- Indicador luminoso de alimentación/batería baja y carga.
- Vacuómetro indicador de vacío

INDUSTRIA NACIONAL 

**ACCESORIOS INCLUIDOS:** Bolso de traslado, jarra, filtro, fuente 220v



# Especificaciones Técnicas



<b>Modelo:</b>	Movivac A550
<b>Voltaje</b>	110 V~ /240 V~ 10V= / 14V=
<b>Corriente</b>	0,43 A, 230 V~ 2 A, 12V=
<b>Frecuencia de la red de alimentación</b>	50 Hz.
<b>Consumo de potencia</b>	30 VA Máximo.
<b>Grado de protección</b>	contra el ingreso de líquidos IPPX0 y suministro de corriente ordinario.
<b>Modo de funcionamiento</b>	Intermitente, encendido max. 20 min/ apagado 30 min.
<b>Batería Interna</b>	2 Unidades de 6V / 4 Amper / hora.
<b>Rango de Vacío</b>	de 0 a 550 mm Hg
<b>Caudal a flujo libre</b>	entre 15 y 16 l/m.
<b>Capacidad del frasco</b>	800 ml.



ASPIRADOR MOVIVAC