


# BPAP RESmart GII Serie T

Dos niveles de presión positiva en la vía aérea  
Con Ti Min/Ti max



Dormir bien, Vivir mejor

BPAP RESmart GII proporciona ventilación no invasiva para pacientes con insuficiencia respiratoria, en terapias hospitalarias o en el hogar. Ti (tiempo inspiratorio) Min y Ti Max asegura el tiempo de inspiración y mejora los efectos del tratamiento significativamente.



## Display LCD- color- 3.5 pulgadas


Indica onda de presión y flujo en tiempo real.

## Oxímetro de pulso

Saturación y frecuencia cardíaca en el display.

## Tecnología ECO Smart

Sistema de calentamiento Eco Smart con una innovadora cámara dual. Preciso control de cantidad de agua. Compensación de temperatura en tiempo real.



## iCode II

Los datos almacenados se codifican con un código QR.  
Alta definición y rápida respuesta de reconocimiento de información.



## Ti Min/ Ti Max

Asegura el tiempo inspiratorio y mejora los efectos del tratamiento significativamente.

## Recuperador múltiple de datos (Tarjeta SD/ iCode II/WiFi)



Humidificación de alta eficiencia



Turbina de alta performance




Terapia tranquila



Recuperación de datos remota

Parámetros	Producto	T - 20S	T - 20A	T - 20T	T - 25S	T - 25A	T - 25T	T - 30T
Modo		CPAP, S	CPAP, AUTO, S	CPAP, S, T, S/T	CPAP, S	CPAP, AUTO, S	CPAP, S, T, S/T	CPAP, S, T, S
Presión		4 - 20 cm H <sub>2</sub> O			4 - 25 cm H <sub>2</sub> O			4-30 cm H <sub>2</sub>
Pantalla LCD		2.4 pulgadas			3.5 pulgadas			
Peso		5.5 lb (2.5kg) con humidificador			5.5 lb (2.5kg) con humidificador			
Dimensiones		11.4" x 7.7" x 5.3" (290 x 196 x 134 mm) con humidificador			11.4" x 7.7" x 5.3" (290 x 196 x 134 mm) con humidificador			
Oxímetro		Opcional			Opcional			
Almacenamiento de datos		Tarjeta SD			Tarjeta SD			
Reslex		Off/ 1/ 2/ 3			Off/ 1/ 2/ 3			
Presión de rampa		4 cm H <sub>2</sub> O			4 cm H <sub>2</sub> O			
Máxima rampa		0 - 60 minutos			0 - 60 minutos			
Tiempo de rampa		0 - Max Ramp			0 - Max Ramp			
Niveles del humidificador		off/ 1 - 5			off/ 1 - 5			
Ti Min		0.1 s - Ti Max			0.1 s - Ti Max			
Ti Max		0.3 s - 3.0 s			0.3 s - 3.0 s			

#### ECO Smart



#### Fabricante

**BMC Medical Co., Ltd.**

Add: 5/F Main Building, N° 19 Gucheng Street

West, shijingshan, Beijing 100043, China

Tel: +86-10-51663880

Fax: +86-10-51663880 ext. 810

www.bmc-medical.com

#### Importa y garantiza

**Sepid**

Bias Parera 4075

Olivos- Pcia. de Buenos Aires

Argentina

tel: +54-11-4717-5432

www.sepid.com.ar