

El más ligero y compacto

INOGENONE



G4

oxygen. anytime. anywhere.®



El Sistema Inogen One® G4 (IS-400):

- ✓ Sólo 1,27 kg. (2,8 libras).
- ✓ Hasta 3 litros por minuto.
- ✓ Extremadamente compacto.
- ✓ Silencioso.

La mitad del tamaño y
un 42% más ligero que
el modelo G3 de
Inogen



Inogen One® G4: **El concentrador portátil con la producción de oxígeno más alta en relación a su tamaño y peso.**

Presentamos el nuevo concentrador de oxígeno portátil Inogen One® G4:

- ✓ Sin incómodas baterías externas.
- ✓ Puede utilizarse con o sin bolsa de transporte.
- ✓ Ajustes de flujo de 1 a 3.
- ✓ Una alternativa a los modelos G2 y G3 de Inogen para pacientes que demandan una gran movilidad.
- ✓ Disponible con baterías de 2,7 o 5 horas.
- ✓ Baterías fácilmente intercambiables para maximizar la autonomía.



Especificaciones del Sistema Inogen One® G4

Inogen One G4

Peso	1,27 kg. (2,8 libras) con batería sencilla
Tamaño	Largo: 15,01 cm (5,91 pulgadas) Ancho: 6,8 cm (2,68 pulgadas) Alto: 16,5 cm (6,5 pulgadas)
Sonoridad	40 Decibelios*
Batería	Duración batería sencilla: hasta 2,7 horas* Duración batería doble: hasta 5 horas* Recarga batería sencilla: hasta 3 horas en corriente AC o DC Recarga batería doble: hasta 5 horas en corriente AC o DC
Alimentación	AC: Fuente de alimentación de 100 a 240 V, 50-60 Hz, autoajustable para permitir su utilización en cualquier parte del mundo. DC: Para carga en automóvil. 13,5 a 15,5 V, max 10 A.
Utilización	Simple a través de un intuitivo panel de control con pantalla LCD con mensajes en varios idiomas.
Uso	Diseñado para uso estacionario, portátil y en viaje. 24/7.
Garantía	3 años equipo y 1 accesorios, (batería, columnas, fuente de alimentación y bolsa).

*En ajuste 1



Importa y Garantiza **Sepid** S.A.

Blas Parera 4075 Olivos - Pcia. de Buenos Aires Argentina

Tel: +54-11-4717-5432

www.sepid.com.ar