

见证更多欢笑  
**Smile**  
See More Happiness

**ISO**  
ISO13485

**CE** 1639

## Concentrador de oxígeno de uso médico

Modelo:KSOC-5



Tamiz molecular importado



compresor sin aceite



24 horas de trabajo continuo



Sabia función de alarma



Oxígeno de alta pureza  $\geq 93\%$



Filtro de oxígeno de tres canales



Tecnología de atomización de oxígeno superior



Alarma de pureza de oxígeno opcional

- ◆ La tecnología America PSA ofrece oxígeno natural
- ◆ Cama de tamiz molecular importada de Francia
- ◆ Compresor libre de aceite confiable y duradero
- ◆ Disponible 24 horas de trabajo continuo
- ◆ Sistema de autodiagnóstico con indicación de código de error
- ◆ Divisor de flujo y flujo dual opcional para uso de varias personas

### Funciones

Alarma de apagado, protección contra sobrecarga, alarma de presión alta/baja, alarma de temperatura, indicación de código de error, nebulizador opcional, alarma de pureza de oxígeno y pantalla de pureza.

### Especificación

Modelo	Pureza de oxígeno	Rango de flujo	Ruido máximo	Voltaje de entrada	Presión de salida	Energía	Peso	Tamaño (mm)	Paquete de cartón(mm)
KSOC-5	93±3%	0-5L	≤52dB	220V /110V	30~70kPa	≤360VA	18kgs	380*320*590	465*375*655