

CPAP / AutoCPAP - G3



LA serie G3, es la gama Premium más avanzada de dispositivos PAP lanzada por BMC Medical. Este equipo presenta un diseño ultra moderno con una interfaz fácil de usar,

Características:

- **Rendimiento Super silencioso**, utiliza tecnología de reducción de ruido para garantizar el rendimiento de ruido inferior a 26 DB.
- **Rampa automática**, la nueva función de rampa automática detecta cuando el usuario se queda dormido y ajusta el tiempo de rampa apropiadamente.
- **Pre calentamiento**. En 30 minutos, el agua del humidificador puede alcanzar la temperatura y humedad ideales, para que pueda disfrutar del tratamiento y sentirse cómodo toda la noche.
- **Estructura innovadora PUSH HUMIDIFICADOR INTEGRADO**, gracias a su diseño puede agregar agua sin quitar la cámara, más conveniente para desmontar y ensamblar.
- **Recordatorio**: El G3 proporciona una función de recordatorio para los usuarios de modo que ellos puedan conocer fácilmente el uso de los accesorios y reemplazarlos regularmente para mejorar el efecto del tratamiento.



Con tarjeta de memoria SD (Incluida en la entrega de los equipos BMC).
Icode: Aplicación Smartphone – Ingresando códigos y serial del equipo, podrá descargar reportes del paciente desde cualquier dispositivo.
Software BMC Resmart para PC.

ACCESORIOS INCLUIDOS: Tubuladura paciente Reusable – Filtro de espuma anti polen – Tarjeta de memoria SD (Seguimiento Profesional de Terapia) – Bolso de Transporte – Cable 220v. – Manual de Usuario



Especificaciones Técnicas

Modo de Trabajo:	G3: CPAP, Auto
Rango de Presión:	4-20 cm H2O
Tamaño Dimensiones:	265 mm × 145 mm × 114 mm
Peso:	1.7Kg
Capacidad de agua:	A la línea de llenado máximo de 360 mL
Uso, Transporte y Almacenamiento del Equipo Operación Transporte y Almacenamiento Temperatura:	5°C a 35°C (41°F a 95°F) -25°C a 70°C (-13°F a 158°F)
Humedad:	15% a 93% No-condensa 15% a 93% No-condensa
Presión Atmosférica:	760 a 1060 cm H2O 760 a 1060 cm H2O
Humidificador Calentador Ajustes del Calentador:	apagado, 1 a 5 (95°F to 154,4°F / 35°C to 68°C)
Salida de humedad:	No menos de 15 mg H2O / L
Condiciones ambientales:	máximo flujo de aire, 35°C, 15% de humedad relativa.
Temperatura Máxima de Gas Entregado:	≤ 43°C
Tarjeta SD:	puede grabar los datos del paciente y la información de fallos.
Consumo Eléctrico:	C.A. 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz, Máximo 2 A
Oferta de aparato principal de puerto de comunicaciones:	USB 5 V 2,0 A
Protección contra:	Descargas Eléctricas
Equipo:	Clase II
Grado de Protección contra Descargas Eléctricas:	Tipo BF Parte Aplicada
Grado de Protección contra Ingreso de Agua:	IP22
Manual del Usuario V1.0 6 / 48 CPAP modo:	4,0 ~ 20,0 cm H2O
En condiciones de fallo:	≤ 30 cm H2O para el modo CPAP, ≤ 40 cm H2O para los modos de descanso.
Precisión de la Presión:	± (0,8 cm H2O+4%)
Estabilidad de Presión Estática:	± 0,5 cm H2O
Rampa:	El tiempo de rampa aumento va de 0 a 60 minutos. Nivel de Potencia < 30 dB, Cuando el equipo está funcionando a una presión de 10 cm H2O.
Nivel de Potencia de Sonido:	< 38 dB, Cuando el equipo está funcionando a una presión de 10 cm H2O

CPAP / AUTOCPAP - G3