



Oxímetro de pulso F02W

Los oxímetros de pulso de dedo Konsung son dispositivos que se colocan en el dedo para medir la saturación de oxígeno en la sangre (SpO2) y la frecuencia cardíaca de manera no invasiva.

- ▶ Parámetros: SpO2+ PR + PI, Frecuencia de pulso en gráfico de barras y de ondas.
- ▶ Gran pantalla OLED con rotación en las 4 direcciones.
- ▶ Interfaz de operación amigable con configuración de alarma y modo Apagado automático de 8s sin operación. Alarma cuando los valores están por debajo de los valores programados.
- ▶ Tecnología SpO2 superior con resultados más precisos.
- ▶ Diseño Anticaída, a prueba de agua y polvo.
- ▶ Diseño ergonómico y confortable siliconado.
- ▶ Ángulo de apertura flexible, adaptable para cualquier dedo.
- ▶ Función de alarma visual y sonora, indicación de sonido de frecuencia de pulso
- ▶ Bajo consumo de energía (menos de 30 mA)



Oxímetro de pulso F01T



Los oxímetros de pulso de dedo Konsung son dispositivos que se colocan en el dedo para medir la saturación de oxígeno en la sangre (SpO₂) y la frecuencia cardíaca de manera no invasiva.

- ▶ Patrón fresco y elegante, inteligente y ligero
- ▶ Aspecto de moda
- ▶ Pantalla de 4 direcciones
- ▶ Visualización de la forma de onda
- ▶ Pantalla OLED de 0,96', de alta resolución
- ▶ Batería de litio recargable en el edificio y carga por USB
- ▶ Bluetooth 4.0 opcional incorporado y soporte de APP
- ▶ Buen carácter de anti-lucha
- ▶ Sigue funcionando correctamente incluso después de caer desde el lugar alto de 1,2 m
- ▶ Cuerpo fino y ligero con 24 mm de grosor y 36 g de peso
- ▶ Adecuado para: Embarazadas, personas mayores, hombre deportista y persona con enfermedad pulmonar obstructiva crónica



ACCESORIOS INCLUIDOS: