

## Aspirador quirúrgico Konsung 9A-26B



*Máquina de succión móvil de 20L de alta resistencia con rueda y pedal para uso quirúrgico*

### CARACTERISTICAS

- Bomba de pistón sin aceite de servicio pesado.
- Tecnología antidesbordamiento y gran tasa de bombeo.
- Silencio y rendimiento de trabajo estable.
- Botella de vidrio de 2.5L x 2 lavable y esterilización disponible.
- Diseño de papelería con ruedas universales.
- Apto para clínica y sala de operaciones.



Bomba de pistón sin aceite



Diseño de rueda universal



Rendimiento de trabajo estable



Tecnología anti desbordamiento



Tasa de bombeo grande



Apto para sala de operaciones



**ACCESORIOS INCLUIDOS:** Interruptor de pedal, fusible, tubo de succión, botella de almacenamiento de líquidos.





<b>Modelo:</b>	9A-26B
<b>Voltaje de entrada</b>	AC220V +/- 22V
<b>Frecuencia de entrada</b>	50 Hz +/- 1 Hz
<b>Consumo medio de energía</b>	120VA
<b>Valor máximo de presión negativa</b>	≥0.09MPa
<b>Tasa de bombeo</b>	30L/Min
<b>Tiempo de trabajo continuo</b>	≥30min
<b>Tiempo de descanso</b>	≤30min
<b>Volumen de la jarra</b>	Botella de vidrio de 2500 ml, 2 piezas
<b>Nivel de sonido</b>	≤70dB(A)
<b>Dimensiones</b>	475x415x925mm

ASPIRADOR 9A - 26B

