

Aspirador quirúrgico Konsung 9A-26B

Máquina de succión móvil de 20L de alta resistencia con rueda y pedal para uso quirúrgico

CARACTERÍSTICAS:

- Bomba de pistón sin aceite de servicio pesado.
- Tecnología antidesbordamiento y gran tasa de bombeo.
- Silencio y rendimiento de trabajo estable.
- Botella de vidrio de 2.5L x 2 lavable y esterilización disponible.
- Diseño de papelería con ruedas universales.
- Apto para clínica y sala de operaciones.



Bomba de pistón sin aceite




Diseño de rueda universal



Rendimiento de trabajo estable



Tecnología anti desbordamiento



Tasa de bombeo grande



Apto para sala de operaciones



ACCESORIOS INCLUIDOS: Interruptor de pedal, fusible, tubo de succión, botella de almacenamiento de líquidos.



Modelo:	9A-26B
Voltaje de entrada	AC220V +/- 22V
Frecuencia de entrada	50 Hz +/- 1 Hz
Consumo medio de energía	120VA
Valor máximo de presión negativa	$\geq 0.09\text{MPa}$
Tasa de bombeo	30L/Min
Tiempo de trabajo continuo	$\geq 30\text{min}$
Tiempo de descanso	$\leq 30\text{min}$
Volumen de la jarra	Botella de vidrio de 2500 ml, 2 piezas
Nivel de sonido	$\leq 70\text{dB(A)}$
Dimensiones	475x415x925mm

ASPIRADOR 9A - 26B

