


Monitor Konsung Aurora 8



Los monitores AURORA tienen múltiples funciones, como el monitoreo de múltiples parámetros fisiológicos para pacientes adultos, pediátricos y neonatales en la cama o durante la transferencia intrahospitalaria, revisión de almacenamiento de datos, registro y alarmas.

CARACTERÍSTICAS:

- Indicación de manipulación incorrecta y análisis de mal funcionamiento
- Función de gestión de entrada de información del paciente
- Visualización de formas de onda de ECG de múltiples derivaciones en fase
- Gran volumen de almacenamiento de información de tendencias tabulares y gráficas y fácil de recuperar



- Capturar formas de onda dinámicas
- Hasta 5 horas de capacidad de trabajo de la batería de litio recargable incorporada
- Exclusivo gabinete de administración de accesorios
- Capacidad de red