



# MÁSCARAS BUCO NASALES

## BMC FM/FIB – FM 1A



Las máscaras buconasales de BMC están diseñadas para brindar una terapia respiratoria eficaz y cómoda a pacientes con apnea del sueño y otras condiciones que requieren soporte ventilatorio.



### FM/ FIB

*Se destaca por su capacidad de ajustarse al contorno nasal y su sellado de doble capa de silicona.*

- Cojín doble, más estable
- Ajuste preciso del apoyo frontal
- Broches modernos del arnés
- Doble puerto multifuncional.
- Codo giratorio de 360° con alivio exhalatorio
- Válvula antiasfixia

### FM 1A

Permite minimizar el contacto con su cara, asegurando un tratamiento efectivo sin causar molestias innecesarias durante la terapia.

- Peso ligero
- Enriquecedor de oxígeno disponible
- Codo giratorio de 360° con alivio exhalatorio
- Menos piezas, más visión
- Diseño slide-in, con sello de alto nivel



**Sepid**