


## Concentrador de Oxígeno - Jay 5Q

El concentrador JAY-5Q proporciona al usuario de 0 a 5 l/m, es del tipo de bajo ruido. Está diseñado con un concepto para un ahorro de energía y seguridad.

- ▶ Concentrador de oxígeno liviano y compacto, con flujo de 1 a 5 lts.
- ▶ Equipo confiable, duradero, con dos filtros uno interno y otro externo que asegura que no le entren impurezas al compresor y contamine la ciolita.
- ▶ Timer para terapias programadas.
- ▶ Innovadora pantalla LCD
- ▶ Alarma de:
  - Presión alta y baja,
  - Desconexión,
  - Baja concentración de oxígeno (opcional).
- ▶ Visualización de horas de uso en pantalla. y conteo de encendido
- ▶ Equipo silencioso.
- ▶ Presión de mpa (mega pascales) en pantalla que nos indica el buen funcionamiento del compresor y ciolita.
- ▶ Equipo de fácil transporte, por su base rodante.

**ACCESORIOS INCLUIDOS:** Vaso humidificador, Cánula nasal, Cable 220V, Filtros de repuesto,



# Especificaciones Técnicas

<b>Modelo</b>	JAY -5AW (JAY - 5Q)
<b>Energía nominal (VA)</b>	300
<b>Voltaje de operación</b>	AC220V±10%,50/60HZ±1; AC110V±10%,50/60HZ±1
<b>Flujo de oxígeno (L/min)</b>	0,5-5
<b>Concentración de Oxígeno (%)</b>	93%±3%
<b>Presión de salida (Mpa)</b>	0,04 - 0,07
<b>Alarma</b>	Falla de energía: baja y alta presión.
<b>Ruido (dB(A))</b>	≤43
<b>Pantalla LCD larga</b>	<p>Tiempo acumulado. tiempo presente, botones de tiempo,</p> <p>Presión digital (exactitud:0.001MPa);</p> <p>Tiempo acumulado (rango 0-10000 hs;</p> <p>Tiempo presente (exactitud:1 minuto);</p> <p>Tiempo preajustado (exactitud:1 minuto);</p> <p>Opcional: temperatura digital (exactitud:0,1);</p> <p>Recordatorio de mantenimiento</p> <p>SPO2 digital (exactitud 1%)</p>
<b>Categoría eléctrica</b>	Clase II, tipo B
<b>Peso Neto (Kg)</b>	16
<b>Fusible de alimentación</b>	T5AL/250V;T5AL/110V

C. OXIGENO - JAY 5Q

