

Aspirador portátil Konsung 9E- B

El aspirador está diseñado para la eliminación de las mucosidades respiratorias retenidas y está destinado a ser utilizado por profesionales capacitados.

- Bomba de bajo consumo, silenciosa y un rendimiento de trabajo estable.
- Tecnología anti desbordamiento y gran caudal de bombeo.
- Interruptor a prueba de agua y boquilla de bomba de metal.
- Diseño portátil, adecuado para uso en exteriores, ambulancias y emergencias.
- Batería recargable y entrada AC / DC.
- Posee medidor de vacío de presión negativa circular y el paciente puede ajustar dicho valor según la absorción de esputo requerida.
- Sistema de regulación de presión negativa en ajuste escalonado según sea necesario
- Adecuado para primeros auxilios y viajes al aire libre debido a su pequeño volumen, peso ligero y facilidad de transportar.



ACCESORIOS INCLUIDOS: Frasco de 1000 ml., tubo de conexión y filtro, manual de usuario, cable 12v para auto.



Especificaciones Técnicas

Modelo:	Konsung 9E-B
Bomba de succión:	Bomba de pistón
Presión negativa máxima:	≥ 0.075MPa
Presión negativa ajustable:	0.02MPa a presión negativa máxima
Velocidad de bombeo:	≥ 18L/min
Capacidad de la botella:	1000 ml / pc
Ruido:	≤65dB (A)
Energía:	CA 220-240V 50 / 60HZ o AC110V 60HZ
Consumo de energía:	≤90 VA
Dimensión exterior:	340 * 260 * 285 mm
Fusible:	9E-B: F3AH, 250 V CA
Peso	9E-B: 5,2 kg
Categoría eléctrica	Clase II, tipo B

ASPIRADOR KON 9E-B

