

## MÁSCARA NASAL BMC N5AH – PILLOW P2H

*En comparación con la mascarilla convencional, la mascarilla de humidificación sin agua, mejora significativamente la comodidad del usuario, al convertir el humidificador térmico en un kit de humidificación sin agua integrado en la mascarilla.*

### N5AH

- El diseño sin marco en la frente amplía el horizonte y amplía la libertad.
- El contacto natural y rápido se consigue fácilmente con el cojín con ajuste ranurado.
- Hay dos tabletas de humidificación disponibles para diferentes entornos.
- HU es capaz de cumplir con la mayoría de sus requisitos, mientras que HU-Plus solo está diseñado para su uso en áreas de gran altitud.
- El filtro mantiene el flujo de aire alejado de su compañero de cama y mantiene el silencio para dormir mejor.
- El giro de 360° permite al usuario colocar o soltar el tubo rápidamente. También es compatible con varios manguitos tubulares.

### PILLOW P2H

- Diseño minimalista, fácil de limpiar, montar y colocar.
- La ligereza hace que todo esté bajo control.
- El diseño de visión amplia contribuye a una lectura cómoda.

#### HU / HU-Plus

- El filtro mantiene el flujo de aire alejado de su compañero de cama y mantiene el silencio para dormir mejor.
- Giro de 360° permite al usuario colocar o soltar el tubo rápidamente. También es compatible con varios manguitos tubulares.